

# DESINFEKTION VON TRÄNK- UND NUTZWASSER MIT BIONIC DESINFEKTION

- erfüllt DIN EN901 zur Trinkwasserdesinfektion
- ohne Nebenwirkungen

## ANWENDUNG

Magen- und Darmprobleme durch Pilze, Viren, Bakterien oder Parasiten, Durchfall.

## WIRKUNG

Wirkt gegen jegliche mikrobielle Belastung, die Durchfallerkrankungen bzw. Beeinträchtigungen des Immunsystems auslösen kann.

## KONKRET WIRKT BIONIC DESINFEKTION GEGEN:

- aquatische Mikroorganismen
- Legionellen und Pseudomonaden
- sämtliche Fäkalkeime (bspw. E. coli und Enterokokken)
- unabhängig möglicher Resistenzen

## DOSIEREMPFEHLUNG

3 ml je Liter Tränkwasser

## INHALTSSTOFFE

### DESINFEKTION:

Wasserstoffhydronium- ionenkonzentration	6,94	pH-Wert
Ammonium	< 0,05	mg/l NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>
Calcium	3,58	mg/l Ca
Chlorid	4.550	mg/l Cl <sup>-</sup>
Eisen	< 0,01	mg/l Fe
Kalium	3,49	mg/l K
Magnesium	< 1,0	mg/l Mg
Mangan	< 0,005	mg/l Mn
Natrium	4,55	mg/l Na
Nitrat	4,7	mg/l NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>
Nitrit	0,58	mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>
Sulfat	55,2	mg/l (SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> <sup>-</sup>

# BIONIC REGENERATION ANWENDEN

## SPRÜHEN MIT BIONIC REGENERATION

Alle Anwendungen müssen mit dem zuständigen Tierarzt abgestimmt werden und unter dessen Aufsicht durchgeführt werden.

## ANWENDUNG

Nach Verletzungen, bei Haut-Irritationen, zur Pflege des Fells nach Pilzinfektionen oder Insektenstichen.

## WIRKUNG

Bildung neuer, gesunder Hautzellen. Beruhigt das Gewebe, ohne es pharmazeutisch zu belasten.

Was	Wie lange	Wie oft	Wie viel	Wie
BIONIC Re- generation	Bis zur Beschwerde- freiheit	2 x am Tag	Betroffene Stellen be- feuchten	Sprühen

## INHALTSSTOFFE

### REGENERATION:

Wasserstoffhydronium- ionenkonzentration	12,3	pH-Wert
Ammonium	< 0,050	mg/l NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>
Calcium	3,61	mg/l Ca
Chlorid	9.910	mg/l Cl <sup>-</sup>
Eisen	0,66	mg/l Fe
Kalium	41	mg/l K
Magnesium	< 1,0	mg/l Mg
Mangan	0,02	mg/l Mn
Natrium	7.160	mg/l Na
Nitrat	6,34	mg/l NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>
Nitrit	< 0,015	mg/l NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>
Sulfat	3,71	mg/l (SO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> <sup>-</sup>
Gesamthärte	5,26	mg/l Ca
Gesamthärte	0,73	°dH

# ENTGIFTUNGSKUR MIT BIONIC REGENERATION

Alle Anwendungen müssen mit dem zuständigen Tierarzt abgestimmt werden und unter dessen Aufsicht durchgeführt werden.

## ANWENDUNG

Bei Magen- und Darmproblemen durch Übersäuerung oder Allergien.

## WIRKUNG

Stellt den natürlichen Säure-Basen-Haushalt wieder her.

Was	Wie lange	Wie oft	Wie viel	Wie
BIONIC Re- generation	1. Woche	3 x am Tag	10-20 ml je nach Größe und Gewicht	Oral über Maulspritze
	2. Woche	2 x am Tag		
	3. Woche	1 x am Tag		

Bis zur nächsten Anwendung sollte eine Pause von circa 5 Wochen vergehen.

## EQUUSIR Germany GmbH

www.equisir.com | info@equisir.com | +49 9605 9199 585  
Paul-Engel-Straße 1 | 92729 Weiherhammer  
Germany

**EQUUSIR**  
THE BEST FOR YOUR DOG

# BIONIC

## EQUUSIR BIONIC ANWENDUNG

<b>TIPPS ZUR TÄGLICHEN ANWENDUNG</b>	<b>2</b>
Sprühflasche anwenden	2
Nachfüllung einsetzen	2
Maulspritze füllen	2
Inhalieren	2
<b>BIONIC DESINFEKTION ANWENDEN</b>	<b>3</b>
Sprühen mit BIONIC DESINFEKTION	3
Inhalationskur mit BIONIC DESINFEKTION	4
Entgiftungskur mit BIONIC DESINFEKTION	5
Desinfektion von Tränk- und Nutzwasser mit BIONIC DESINFEKTION	6
<b>BIONIC REGENERATION ANWENDEN</b>	<b>7</b>
Sprühen mit BIONIC REGENERATION	7
Entgiftungskur mit BIONIC REGENERATION	8



www.equisir.com

## TIPPS ZUR TÄGLICHEN ANWENDUNG



### SPÜHFLASCHE ANWENDEN

Mit der praktischen 500 ml Sprühflasche wenden Sie die BIONIC Pflegeprodukte ganz leicht auf kleine Verletzungen, Pfoten und Ballen, sowie Haut und Fell.

### NACHFÜLLUNG EINSETZEN

Die 1000ml Flasche dient als Nachfüllung, zum Inhalieren und zur oralen Gabe mit einer Maulspritze.

Wasser, das entnommen wurde, darf nicht wieder in die Flasche zurück geschüttet werden, da ansonsten durch Verunreinigungen die Wirksamkeit gesenkt werden kann.

### MAULSPRITZE FÜLLEN

Zum Füllen der Maulspritze schütten Sie die gewünschte Menge BIONIC (z.B. 20 ml) in ein Gefäß und ziehen daraus die Maulspritze auf. Nicht direkt aus der Flasche entnehmen, da es so zu Verunreinigungen kommen kann.

### INHALIEREN

Zum Inhalieren mischen Sie die BIONIC Produkte mit destilliertem Wasser in einem Verhältnis von 1:1 (20 ml BIONIC mit 20 ml destilliertem Wasser).

## BIONIC DESINFEKTION ANWENDEN

### SPRÜHEN MIT BIONIC DESINFEKTION

Alle Anwendungen müssen mit dem zuständigen Tierarzt abgestimmt werden und unter dessen Aufsicht durchgeführt werden.

### ANWENDUNG

Bei äußerlichem Befall von Pilzen, Viren oder Bakterien, Desinfektion von Wunden, bakteriell oder pilzbedingten Hauterkrankungen, Pododermatitis, zur Reinigung nach dem Spaziergang, bei Grasmilben- und/oder anderen Allergien, sowie gegen jegliche mikrobielle Belastung.



### WIRKUNG

Durch die Zellgängigkeit dringt **BIONIC DESINFEKTION** in die schädlichen Zellen ein und zerstört sie.

### KONKRET WIRKT **BIONIC DESINFEKTION** GEGEN:

- Enterococcus, Staphylococcus, Enterobakterien, Pseudomonas
- Mykobakterien (u.a. Rindertuberkulose)
- Pilze und Sporen (u.a. Aspergillus & Candida bzw. Bacillus cereus Sporen)
- Viren (behüllte & unbehüllte Viren; u.a. Herpes- & Parvovirus)

Was	Wie lange	Wie oft	Wie viel	Wie
BIONIC Desinfektion	3 Tage	1-2 x am Tag	Betroffene Stellen befeuchten	Sprühen

Die Anwendung wird bis zur Besserung wiederholt.

Bei Wunden wird nach Krustenbildung und Heilungsbeginn mit **BIONIC REGENERATION** weiterbehandelt.

## INHALATIONSKUR MIT BIONIC DESINFEKTION

Alle Anwendungen müssen mit dem zuständigen Tierarzt abgestimmt werden und unter dessen Aufsicht durchgeführt werden.

### ANWENDUNG

Bei Pilzen, Viren und Bakterien in Atemwegen und Lunge.

### WIRKUNG

Durch die Zellgängigkeit dringt **BIONIC DESINFEKTION** in die schädlichen Zellen ein und zerstört sie.



### KONKRET WIRKT **BIONIC DESINFEKTION** GEGEN:

- Enterococcus, Staphylococcus, Enterobakterien, Pseudomonas
- Mykobakterien (u.a. Rindertuberkulose)
- Pilze und Sporen (u.a. Aspergillus & Candida bzw. Bacillus cereus Sporen)
- Viren (behüllte & unbehüllte Viren; u.a. Herpes- & Parvovirus)

Was	Wie lange	Wie oft	Wie viel	Wie
BIONIC Desinfektion	3 Tage	1-2 x am Tag	Mischung 1:1 BIONIC : destilliertem Wasser	Inhalieren mit Inhalator

1 Tag Pause

Was	Wie lange	Wie oft	Wie viel	Wie
BIONIC Desinfektion	2 Tage	1 x am Tag	Mischung 1:1 BIONIC : destilliertem Wasser	Inhalieren mit Inhalator

Die Anwendung kann nach einer Woche Pause wiederholt werden. Bei der Verdünnung immer destilliertes Wasser verwenden.

## ENTGIFTUNGSKUR MIT BIONIC DESINFEKTION

Alle Anwendungen müssen mit dem zuständigen Tierarzt abgestimmt werden und unter dessen Aufsicht durchgeführt werden.

### ANWENDUNG

Magen- und Darmprobleme durch Pilze, Viren, Bakterien oder Parasiten, Durchfall.

### WIRKUNG

Durch die Zellgängigkeit dringt **BIONIC DESINFEKTION** in die schädlichen Zellen ein und zerstört sie.



### KONKRET WIRKT **BIONIC DESINFEKTION** GEGEN:

- Enterococcus, Staphylococcus, Enterobakterien, Pseudomonas
- Mykobakterien (u.a. Rindertuberkulose)
- Pilze und Sporen (u.a. Aspergillus & Candida bzw. Bacillus cereus Sporen)
- Viren (behüllte & unbehüllte Viren; u.a. Herpes- & Parvovirus)

Was	Wie lange	Wie oft	Wie viel	Wie
BIONIC Desinfektion	1. Woche	3 x am Tag	10-20 ml je nach Größe und Gewicht	Oral über Maulspritze
	2. Woche	2 x am Tag		
	3. Woche	1 x am Tag		

Bis zur nächsten Anwendung sollte eine Pause von circa 5 Wochen stattfinden.